

NAVOD: HK SE - CZ

Vážení záka znici,
děkujeme Vám, že jste si vybrali naše výrobky. Naše jméno je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže a vzduchovou terapii. Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití, dbejte na to, aby byl dostupný pro ostatní uživatele a postupujte podle pokynů v něm uvedených.
S pozdravem,
Váš tým společnosti Beurer

Rozsah dodávky: 1 vyhřevná poduška, 1 spínač, tento návod k použití

1. Důležité bezpečnostní pokyny – čtěte pozorně a uchovejte pro pozdější použití

Nedodržení následujících pokynů může způsobit škody na zdraví osob nebo majetku (zásah elektrickým proudem, popálení kůže, požár). Následující bezpečnostní pokyny a pokyny pro případ nebezpečí slouží nejen k ochraně Vašeho zdraví, resp. zdraví třetí osoby, ale i k ochraně výrobku samotného. Dodržujte proto tyto bezpečnostní pokyny a odevzdejte tento návod při předání výrobku další osobě.

- Tuto vyhřevnou podušku používejte pouze k účelu popsanému v tomto návodu k použití.
- Tato vyhřevná poduška není určena k použití v nemocnicích.
- Tuto vyhřevnou podušku nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými psychickými, senzoryckými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by byly pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Nesmí ji používat nemohoucí, malé děti nebo osoby necitlivé vůči teplotním změnám (např. diabetici, osoby s kožními změnami zapříčiněnými nemocí nebo zjizvenými plochami v oblasti aplikace, po požití léků tišících bolest nebo alkoholu).
- Příliš dlouhé použití může vést k popáleninám kůže.
- Pozor! Nikdy nesmíte usnout, je-li vyhřevná poduška v provozu.
- Vyhřevnou podušku nepoužívejte na zanícené, poraněné nebo oteklé části těla. V případě pochybností je třeba se před použitím poradit s lékařem.
- Elektrická a magnetická pole vyzařovaná touto vyhřevnou poduškou mohou za určitých okolností narušovat funkci Vašeho kardiostimulátoru. Tato rušení však leží hluboko pod mezními hodnotami: intenzita elektrického pole: max. 5000 V/m, intenzita magnetického pole: max. 80 A/m, hustota magnetického toku: max. 0,1 miliTesla. Než začnete používat tento výrobek, informujte se raději u svého lékaře a výrobce Vašeho kardiostimulátoru.

- Tuto vyhřevanou podušku

- připojujte pouze k napětí uvedenému na přístroji,
- provozujte pouze s typy spínačů uvedenými na podušce,
- nenechávejte zapnutou bez dozoru,
- nezapínejte ve složeném nebo shrnutém stavu,
- nepřiskřípněte,
- neohýbejte ostře,
- nepoužívejte pro zvířata,
- nepoužívejte ve vlhkém stavu.

- Elektronické součásti ve vypínači vyhřevné podušky způsobují při použití lehké ohřátí vypínače. Vypínač proto nesmí být zakryt nebo ležet na zapnuté vyhřevné podušce.
- Netahejte za kabely, nekrutěte a nepřehýbejte je.
- Nezapichujte do vyhřevné podušky žádné špendlíky nebo ostré předměty.
- Tato vyhřevná poduška nesmí být používána dětmi, ledaže by byl vypínač nastaven rodičem

či dohlížející osobou nebo by dítě bylo dostatečně poučeno, jak má tuto příkrývku bezpečně používat.

- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s vyhřevnou poduškou nebudou hrát.
- Tento vyhřívání polštář je třeba často kontrolovat, zda nevykazuje známky poškození nebo opotřebení. Pokud se takové známky objeví nebo byl-li vyhřívání polštář použit neodborným způsobem, je třeba ho před dalším používáním předat ke kontrole výrobcí nebo prodejci.

- Pokud je poškozen síťový přívod u tohoto vyhřívání polštáře, je třeba zajistit výměnu u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu nebo u podobně kvalifikované osoby, abyste zabránili nebezpečí.
- Opravy smějí provádět pouze odborné síly nebo výrobcem uznaná opravářská dílna, protože jsou k tomu zapotřebí zvláštní nástroje. Neodbornou opravou mohou pro uživatele vyvstat značná nebezpečí.
- Máte-li další otázky k používání našich přístrojů, obraťte se laskavě na náš zákaznický servis.

2. Používání k určenému účelu

Tato vyhřevná poduška je určena k zahřívání lidského těla. S touto vyhřevnou poduškou můžete cíleně využívat tepla. Teplo podporuje prokrvení a uvolňuje svalstvo. Tato vyhřevná poduška není určena k použití v nemocnicích nebo k průmyslovému používání. Zahřívání nesmí být zejména kojenci, malé děti, osoby nemohoucí nebo necitlivé vůči teplotním změnám a zvířata.

Naše vyhřevné podušky z prodyšného mikrovlákna jsou velice přizpůsobivé a příjemné na dotyk. Díky odnímatelnému spínači je možné vyhřevnou podušku prát v pračce (viz pokyny k čištění).

Při prvním použití může vyhřevná poduška zapáchat po plastu, tento zápach však brzy zmizí.

3. Obsluha

3.1 Bezpečnost

Tato vyhřevná poduška je vybavena BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMEM. Elektronická senzorová technika zabraňuje přehřátí vyhřevné podušky na celé ploše prostřednictvím automatického vypnutí v případě poruchy. Jestliže bezpečnostní systém vypne vyhřevnou podušku v případě poruchy, kontrolka nebude svítit, i když bude poduška zapnutá (připojená k napětí). V takovém případě nesmí být vyhřevná poduška z důvodů bezpečnosti dále používána a musí být odeslána k opravě na uvedenou servisní adresu.

3.2 Uvedení do provozu

Nejprve zkontrolujte, zda je spínač s vyhřevnou poduškou propojen zástrčkovou spojkou. Poté zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.

3.3 Volba teploty

Nejrychlejšího zahřátí ohřívací pokrývky docílíte tak, že předtím nastavíte nejvyšší teplotní stupeň. Později lze v případě potřeby přepnout na nižší teplotní stupeň.

Po zapnutí vyhřevné podušky krátce blikne spínací stupeň – během této doby proběhne ve vyhřevné podušce samotest. Poté kontrolka spínacího stupně svítí nepřetržitě. Při déle trvajícím použití vyhřevné podušky doporučujeme nejvyšší teplotní stupeň.

3.4 Teplotní stupně

Stupeň: 0 vypnuto

1 minimální teplo

2 střední teplo

3 maximální teplo

3.5 Vypínací automatika

Vyhřevná poduška je vybavena vypínací automatikou. Automatika vypne ohřev vyhřevné podušky cca 90 minut po jejím zapnutí. Indikátor funkce poté začne blikat. Pro opětovné uvedení vyhřevné podušky do provozu musíte nejprve přepínač výkonových stupňů přepnout do polohy „0“. Přibližně po 5 vteřinách můžete přístroj opět zapnout. Nebudete-li po automatickém vypnutí podušku již používat, měla by být vypnuta (stupeň „0“) nebo vytažena ze zásuvky.

3.6 Rychlý ohřev

Tato vyhřevná poduška je vybavena funkcí rychlého ohřevu, což se projevuje jejím rychlým nahříváním během prvních 10 minut.

4. Čištění a péče

Než začnete výhřevnou podušku čistit, vždy nejprve vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Menší skvrny na výhřevné podušce lze odstranit hadříkem nebo vlhkou houbou, případně s malým množstvím jemného tekutého pracího prostředku. Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel.

Výhřevná poduška nesmí být chemicky čistěna, ždímana, strojově sušena, mandlována ani žehlena.

Před praním nejprve odpojte zástrčkovou spojku a tím i vypínač od výhřevné podušky (viz obrázek). Pračku nastavte na šetrný

prací program při 30°C.

Z ekologických důvodů Vám doporučujeme výhřevnou podušku prát vždy společně i s jinými textiliemi.

Používejte jemný prací prostředek a dávkujte ho podle údajů výrobce.

Výhřevná poduška je příliš častým praním namáhána. Výhřevná poduška by proto měla být prána v pračce max. dvacetkrát za celou dobu své životnosti.

Při sušení nepřipevňujte výhřevnou podušku pomocí kolíčků na prádlo apod., a v žádném případě ji nezapínejte!

Vypínač připojte k výhřevné podušce teprve když je zástrčková spojka a celá vyhřívací poduška zcela suchá.

5. Skladování

Pokud nebudete výhřevnou podušku delší dobu používat, doporučujeme ji zabalit do původního obalu a uložit v suchém prostředí a bez zatěžkání. Během skladování na výhřevnou podušku nepokládejte žádné předměty, aby se nepoškodila.

Nechte výhřevnou podušku nejprve vychladnout.

6. Likvidace

Zlikvidujte prosím přístroj dle nařízení o starých elektrických a elektronických přístrojích 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). Pokud máte dotazy, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.